

ENDOSCOPE CLOSET

内視鏡用保管庫

内視鏡用ハンガースタンド
内視鏡用ワゴン

内視鏡用保管庫 ENDOSCOPE CLOSET

・主材質はステンレス

SUS-304 と SUS-430 の 2 種類。

・ハンガーは上下 2 段式。

材質は塩ビ製で耐薬性、耐久性に優れています。

・小物用フックが内面に 4 本標準装備。

(OM-300 を除く)

・内面には緩衝材として保護シートが標準装備。

汚れたり破損した場合は交換が可能です。

・耐震用金具 (L 型壁取付用) を標準装備。

(OM-300

・特別寸法品も製作いたします。

(ハンガー形状も変更可)



OM-208

(引戸式、鍵付)



OM-204

(片扉式、鍵付)



OM-300

(片扉式、鍵付)

耳鼻科、泌尿器科、婦人科等

有効長が短いスコープ専用の保管庫です。

ハンガーは上段のみ。

OM-300 ハンガー下有効長 950mm

材質：ステンレス製 SUS430

専用架台のご用意があります。

ご注文の前にご使用のスコープの種類を
ご確認ください

保護シートについて

化学架橋ポリエチレン樹脂発泡体

(独立気泡) EVAフォーム。

水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝材です。

ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。

気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触

です。各種プラスチックフォームの中で優れた緩衝

性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。

製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな

発泡体です。また燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガス

が発生しません。汚れたりした場合は水拭きが出来ます。

耐薬性に優れているので薬品での清掃も可能です。

除湿機(オプション)

除湿器を御希望の場合は下記金額を本体価格にプラスしてください。

・ 1 台付 (OM-204/304/206/306) ￥140,000

・ 2 台付 (上記以外) ￥280,000

背面下部より電源コード (2m) が出ています。 電源: AC100V (50/60Hz)

特殊乾燥剤 (半永久的交換不要) による除湿式。

※庫内の湿度を下げる機能です。内視鏡の乾燥は出来ません。

出荷時にはステンレスパンチング板でカバーをしてあります。

材質 ステンレス SUS-304	型式	外寸法 (m/m)	ハンガー	価格 (税別)	交換用庫内保護シート
	OM-204	W480×D400×H1900	4 本用	¥ 394,000	¥ 14,000(税別)
	OM-206	W700×D450×H1900	6 本用	¥ 491,000	¥ 16,000(税別)
	OM-208	W900×D450×H1900	8 本用	¥ 559,000	¥ 16,500(税別)
	OM-210	W1200×D450×H1900	10 本用	¥ 650,000	¥ 20,000(税別)
	OM-212	W1400×D450×H1900	12 本用	¥ 716,000	¥ 23,000(税別)
	OM-215	W1600×D450×H1900	15 本用	¥ 791,000	¥ 25,000(税別)

材質 ステンレス SUS-430	OM-304	W480×D400×H1900	4 本用	¥ 355,000	¥ 14,000(税別)
	OM-306	W700×D450×H1900	6 本用	¥ 450,000	¥ 16,000(税別)
	OM-308	W900×D450×H1900	8 本用	¥ 493,000	¥ 16,500(税別)
	OM-310	W1200×D450×H1900	10 本用	¥ 562,000	¥ 20,000(税別)
	OM-312	W1400×D450×H1900	12 本用	¥ 693,000	¥ 23,000(税別)
	OM-315	W1600×D450×H1900	15 本用	¥ 750,000	¥ 25,000(税別)

耳鼻科・泌尿器科・産婦人科等 有効長が短いスコープ専用					
材質 ステンレス SUS-430	型式	外寸法 (m/m)	ハンガー	価格 (税別)	交換用庫内保護シート
	OM-300	W450×D450×H1350	4 本用	¥ 300,000	¥ 12,000(税別)
OM-300 用専用架台		470×470×500mm	下棚板付き	¥ 35,000	高さ変更可能

※出荷時には標準で保護シートが貼ってあります。

扉:OM-204/304/300 片開き式
:上記以外 引戸式

内視鏡用ハンガースタンド



使用例

- 大型アルミ五脚式
- 固定ハンガー、二段式
- 落下防止チェーン付
- 高さ調節自在

主 材 基台アルミ製5脚
支柱ステンレス製
ハンガー 上下二段式塩ビ製
キャスター Φ75 ストッパー付(2ヶ)
伸 縮 1300～2000mm
価格(税別) OM-40A ¥89,000-(2本用)
OM-40B ¥92,000-(4本用)

OM-40A(2本用) OM-40B(4本用)

簡易ロッカータイプ保管庫

内視鏡用ワゴン



簡易ロッカータイプ (殺菌灯無し)

スチール製
内視鏡 3 本用

OM-301

主 材	スチール製
固定ハンガー	塩ビ製 (上段のみ)
扉・鍵	右片開き式・錠付
サイズ	W450×D450×H1810
庫内有効寸法	ハンガー下 1500mm
価格 (税別)	¥ 230,000


※内部はサンベルカ (ウレタンフォーム) 張りでソフトです。



内視鏡用ワゴン OM-50A・50B

主 材	ステンレス製
	キャスター 75mmストッパー付
ハンガー	上下二段塩ビ製ハンガー
	取り外し式 受皿付
伸 縮	1300 ~ 1900mm
ワゴンサイズ	W600×D450×H800
価格 (税別)	OM-50A ¥ 92,000- (2 本用)
	OM-50B ¥ 98,000- (4 本用)

壁取り付け用ハンガー



簡易的に内視鏡を壁に掛けて保管するためのハンガーです

OM-80A・OM-80B

主 材	ステンレス製
ハンガー	上下二段塩ビ製ハンガー
価格 (税別)	OM-80A ¥ 50,000- (2 本用)
	OM-80B ¥ 59,000- (4 本用)

※上段用、下段用併せて1組での販売です。

上段のみの販売も出来ますのでご希望の際にはご相談ください

※ご購入の際には事前に取付が可能か壁の材質をご確認下さい

※取り付けの際には現場の壁材にあった材料でしっかり取り付けてください

2025年11月改訂版

●本商品は改良等により予告なく変更になる場合がございます。

取扱店 お問い合わせ・お申し込みは

 **エイコーメディカル株式会社**

〒114-0014 東京都北区田端3-16-5

TEL (03) 5834-7922

FAX (03) 5834-7923